



Beltone Serene™




Modelo	SER17-CIC	SER9-CIC	SER6-CIC	SER4-CIC*
Configuraciones del audífono				
Tipo de pila	10 A			
Niveles de potencia	LP, MP y HP			
Colores disponibles	6			
Prestaciones audiológicas				
Número de canales	17	14	12	12
Ganancia Inteligente Pro	●	–	–	–
Ganancia Inteligente	–	●	●	–
Clarificador Acústico	5 ajustes	3 ajustes	2 ajustes	Activado/ desactivado
Silenciador	3 ajustes	2 ajustes	Activado/ desactivado	Activado/ desactivado
Control de Sobre Impulsos	3 ajustes	3 ajustes	Activado/ desactivado	Activado/ desactivado
Ancho de banda extendido	●	●	●	●
Balance Frecuencial	●	●	●	●
Cancelador del Feedback 2	●	●	●	●
SATISFY	●	●	●	●
Tinnitus Breaker Pro	●	●	●	●
Características de ajuste				
Software de adaptación Beltone Solus Max™ 1.18 o posterior	●	●	●	●
Programas ajustables	4	4	4	4
Control seguro del feedback	●	●	●	●
Grabación de datos	●	●	●	●

* La disponibilidad de los modelos puede variar según el país.



Especificaciones técnicas

		LP		MP		HP		
		IEC 60118-0: 1983 AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	IEC 60118-0: 1983 AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	IEC 60118-0: 1983 AMD1:1994 IEC60118-0:2015 IEC 711 Simulador de oído	ANSI S3.22-2014 IEC 60118-0:2015 JIS C 5512: 2015 Acoplador 2cc	
Ganancia del test referencia (entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz/HFA	36	31	43	37	49	41	dB
Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada)	Máx. 1600 Hz/HFA	51 45	40 37	62 52	50 45	69 58	60 52	dB
Salida máxima (entrada 90 dB SPL)	Máx. 1600 Hz/HFA	125 117	114 108	127 122	116 114	131 127	121 118	dB SPL
Distorsión armónica total	500 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz	1,0 1,4 0,8 –	0,8 1,0 0,8 0,2	0,7 0,7 0,7 –	0,6 0,5 0,4 0,3	0,9 0,8 0,2 –	0,5 0,7 0,2 0,2	%
Ruido equivalente de entrada, sin reducción de ruido		23	23	25	23	25	22	dB SPL
Ruido equivalente de entrada a 1/3 de octava, sin reducción de ruido	1600 Hz	10	10	11	11	10	10	
Rango de frecuencia		<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - >8000	<200 - 7690	<200 - 7210	Hz
Consumo (reposo / funcionamiento) (Tipo de pila 10)		0,51 / 0,53	0,53 / 0,73	0,52 / 0,57	0,52 / 0,87	0,54 / 0,60	0,54 / 0,75	mA

IEC 60118-0: 1983_AMD1:1994
Simulador de oído IEC 711



ANSI S3.22-2014
IEC 60118-0:2015
JIS C 5512: 2015
Acoplador 2cc



Fabricante
Beltona A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tfno.: +45 4575 1111
beltona.com
Nº CVR 55082715

Distribuidor en España
GN Hearing Care S.A.U
Polígono Industrial Prado Overa
C./Puerto de la Morcuera, 14-16
ES-28919 Leganés (Madrid)
Tfno.: +34 91 428 22 10
beltona.es